



## LENYO Mobile (LMBF)

***A legújabb fejlesztés a Pulzáló Elektromágneses Mező (PEMF) használatán alapuló technológiában***

A LENYO Mobile egy Pulzáló Elektromágneses (PEMF) elven működő mobil wellness eszköz. Az alkalmazott BioRegulációs csúcstechnológia (BRT) új szintre emeli a PEMF-alapú technológiát. A PEMF-et itt az elektromágneses információátviteli technológia egyik formájaként használják. A BRT-ben a pulzáló elektromágneses mezők helyi wi-fi-ként szolgálnak a szöveti kommunikációhoz.

A használt technológia az élő szervezet természetes sejtközi kommunikációján alapul. Ez felelős például az immunrendszer megfelelő működéséért, a test különböző folyamatainak fenntartásáért és szinkronizálásáért, valamint általános jól-létünk fenntartásáért is.

Jelenleg a LENYO Mobil a legfejlettebb, otthon használható termék.

A LENYO Mobile egy négy csatornás eszköz, mely ennek köszönhetően több biológiai szinten működik egy időben. Ez azt jelenti, hogy egyszerre képes ideálisabb környezetet biztosítani például az idegrendszert, a keringési rendszert, az emésztőrendszert és a nyirokrendszert alkotó sejtek kommunikációja számára.

A LENYO Mobile egy okostelefon méretű készülék, 4 beépített sugárzóval és tölthető akkumulátorral. Így kényelmesen használható akár zsebben, akár az alaptartozékként adott nyakba akasztható tokban, de akár a kezelni kívánt testrészre erősítve is.

Minden LENYO Mobile készülékhez igény szerint külső sugárzó matraco(ka)t lehet csatlakoztatni. Ezek használatával növelhető a készülék hatékonysága.

Egy készülékre maximum 6 program tölthető fel egy időben.

Minden programnak 3 különböző hosszúságú változata van (kb. 25, 50 és 120 perc futás idejű), ami a program futtatása előtt tetszés szerint választható.

Ezen kívül minden egyes programhoz választható 3 különböző intenzitás (Normál, Közepes, Szenzitív). Így a 6 program összesen 54 variációban futtatható, mindez egy okostelefon méretű eszközön.

Minden eszközre 6 előre beállított alapprogram van telepítve. A *LENYO Mobile* készülékek a *műszaki paramétereknek és a rajtuk futó programoknak köszönhetően kiemelkedően sokoldalúak és a legtöbb helyzetben kiválóan használhatók\**

Az alábbi programcsomagokból lehet választani:

## Anti-aging/ Basic- 12

### 1. ANTI-AGING

🕒30 p, 50 p, 180 p.

- szöveti öregedési folyamatok és funkcióvesztés(ek) esetén
- a csontozat, a kötőszövet és a bőr anyagcsere folyamatainak problémái esetén
- keringési problémák esetén
- általános prevenciós kúrák alatt

### 2. NERVE METABOLIC ACTIVITY / IDEGI ANYAGCSERE-AKTIVITÁS

🕒45 p, 105 p, 180 p.

- idegsejtek és az idegrendszer anyagcsere-zavaránál
- krónikus fájdalmak kezelése alatt
- izomkoordinációs zavarok esetén
- pszichológiai zavarok kezelésénél, amikor az idegsejtek működése támogatásra szorul

### 3. DIGESTION-DETOX / EMÉSZTÉS-MÉREGTELENÍTÉS

🕒40 p, 90 p, 240 p.

- az asszimilációs folyamatok hatékonyságának csökkenése esetén, illetve a salakanyagok kiválasztásának renyheségekor
- érdemes étkezésekor, illetve a teljes emésztési folyamat alatt használni
- használja legalább egyszer naponta, pl. a vacsora után
- használata a méregtelenítő kúrák alatt is ajánlatos

### 4. EYE / SZEM

🕒30 p, 50 p, 180 p.

- a látószerv részeinek működési és strukturális zavarainak esetén; napi kétszeri használat javasolt
- érdemes számítógépes munka alatt és után lefuttatni
- tévénézés és éjszakai vezetés alatt és/vagy után
- szemtornák kiegészítéseként



## 5. EAR / FÜL

⌚30 p, 50 p, 180 p.

- a hallószerv részeinek működési és strukturális zavarai esetén; napi kétszeri használat javasolt
- zajos környezetben eltöltött idő után
- jól alkalmazható tévénézés alatt; illetve akkor, ha idegen nyelvű beszédet hallgat; valamint olyan esetekben, amikor nehezen érthető beszédű emberrel kommunikál
- hallásjavító kezelések alatt

## 6. MENTAL FITNESS / SZELLEMI FITTSÉG

⌚30 p, 50 p, 240 p

- koncentrációs, döntéshozatali és tájékozódásbeli zavarok esetén
- emlékezetkihagyás és helyzetfelismerési zavarok esetén
- hosszú és szellemileg fárasztó munka után
- érzelmi megrázkódtatások után és a gyászolás időszakában

**Essential / Basic 1**

## 1. DIGESTION /EMÉSZTÉS

⌚30 p, 60 p, 130 p.

- emésztéssel, emésztőrendszerrel kapcsolatos problémák

## 2. RELAX /RELAXÁCIÓ

⌚25 p, 50 p, 130 p.

- az optimálisan kiegyensúlyozott és összehangolt teljesítmény érdekében, valamint a fizikai, mentális, érzelmi felfrissüléshez és a PTSD esetén

## 3. INJURY/INFLAMMATION /SÉRÜLÉS / GYULLADÁS

⌚25 p, 50 p, 120 p.

- regeneráció, rehabilitáció, bármilyen sérülés (beleértve az érzelmi), valamint ismert és ismeretlen gyulladások esetén

## 4. LYMPHATIC SYSTEM /NYIROK RENDSZER

⌚25 p, 50 p, 120 p.

- általános jó közérzetért, méregtelenítés, anti-aging, bármely betegség utáni rehabilitáció esetén

## 5. E-SMOG/ E-SZMOG

⌚25 p, 50 p, 120 p.

- a mindennapi WiFi routerek, mikro-mikrohullámú készülékek, mobiltelefonok, számítógépek, képernyők, általános áramkörök stb. által okozott elektromágneses szennyezés negatív hatásainak kitett környezetben. Használja érzelmi kiegyensúlyozásra, ha nyomasztó élmények után mély, belső feszültségek alakulnak ki.

## 6. MOOD/HANGULAT

⌚30 p, 60 p, 130 p

- mindennapi érzelmi egyensúlya érdekében, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozza ki minden helyzetben

## Pszichológia/ Basic-06

### 1. VEGETATIVE BALANCE /VEGETATÍV EGYENSÚLY

⌚30 p, 60 p, 180 p.

- a vegetatív idegrendszer természetes alkalmazkodási folyamataihoz
- a döntéshozatalhoz szükséges optimális egyensúly eléréséhez
- javasolt a szorongásos helyzetek után használni

### 2. NERVE METABOLISM/IDEGI ANYAGCSERE

⌚30 p, 60 p, 180 p.

- az idegsejtekhez és az egész idegrendszerhez szükséges különböző anyagcsere-folyamatokhoz kapcsolódóan
- javasolt az idegrendszerrel kapcsolatos valamennyi rendellenesség esetén alkalmazni.
- anti-aging kezelésekkel együtt

### 3. ANXIETY/SZORONGÁS

⌚30 p, 60 p, 180 p.

- a szorongás tüneteit mutató személyek mentális-érzelmi egyensúlya érdekében
- naponta legalább kétszer javasolt használni
- szorongásos időszakokban és pánikrohamok alatt is alkalmazható

### 4. INFATILISM/INFATILIZMUS

⌚30 p, 60 p, 180 p.

- a személyiség érésével kapcsolatban
- az önismeret fejlődésével kapcsolatban

### 5. DEPRESSION/DEPRESSZIÓ

⌚30 p, 60 p, 180 p.

- a mentális-érzelmi egyensúlyért
- depressziós érzelmi időszakokban
- az alkathoz kapcsolódó depressziós tendenciák harmonizálása

### 6. PTSD

⌚30 p, 60 p, 180 p.

- mentális-érzelmi traumát követő regenerálódás esetén
- a PTSD-vel kapcsolatos kezelésekkel egyidejűleg
- sokkoló események után a PTSD kialakulásának elkerülése érdekében

**\*A készülék az egyes programok leírásában megnevezett panaszok, egészségügyi problémák kezelésére nem alkalmas, ezek említése pusztán az ajánlott program kiválasztásához nyújt segítséget.**

### Előnyök:

- A legfejlettebb technológia
- 100% Magyar termék (fejlesztés és gyártás)
- Folyamatosan új programok
- Beépített sugárzó (4)
- Külső sugárzók, matracok széles választéka
- Kényelmes méret
- Könnyen használható szoftver
- Hosszú élettartamú akkuk
- Megfizethető ár
- Kiváló ár-érték arány
- 3 év garancia

**A LENYO Mobil készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és ha bármilyen aggálya van az egészségével kapcsolatban, konzultáljon kezelőorvosával.**



**GYURKÓ ISTVÁN**

**Tel. : +36 30 376 26 22; +40 747 428 104**

**Mail: [istvan.gyurko@gmail.com](mailto:istvan.gyurko@gmail.com)**



## Árlista

### LENYO Mobile (LMBF) Alap

~~Bruttó \$1450~~  
**Bruttó akciós ár: \$1200**

#### A csomag tartalma:

- LENYO Mobile készülék
- Nyaktáska
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Táska
- 2. generációs software frissítés, ami lehetővé teszi majd a programok cseréjét az eszközön.
- Szállítás Magyarországon belül ingyenes



### LENYO Mobile (LMBF) Medium

~~Bruttó \$1990~~  
**Bruttó akciós ár: \$1740**

#### A csomag tartalma:

- LENYO Mobile készülék
- 2 db M-es lokális matrac
- Nyaktáska
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Táska
- 2. generációs software frissítés, ami lehetővé teszi majd a programok cseréjét az eszközön.
- Szállítás Magyarországon belül ingyenes



### LENYO Mobile (LMBF) XL

~~Bruttó \$1990~~  
**Bruttó akciós ár: \$1740**

#### A csomag tartalma:

- LENYO Mobile készülék
- 1 db XL-es teljes test matrac
- Nyaktáska
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Táska
- 2. generációs software frissítés, ami lehetővé teszi majd a programok cseréjét az eszközön.
- Szállítás Magyarországon belül ingyenes → Képen nem az van



**LENYO Mobile (LMBF) Teljes**      ~~Bruttó \$2450~~  
**Bruttó akciós ár: \$2200**

**A csomag tartalma:**

- LENYO Mobile készülék
- 2 db M-es lokális és 1db XL-es teljes test matrac
- Nyaktáska
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Táská
- 2. generációs software frissítés, ami lehetővé teszi majd a programok cseréjét az eszközön.
- Szállítás Magyarországon belül ingyenes



**LENYO Mobile (LMBF) Superior**      ~~Bruttó \$4150~~  
**Bruttó akciós ár: \$3899**

**A csomag tartalma:**

- LENYO Mobile készülék
- 1 db ergonomikus ágy, beépített antennával
- Nyaktáska
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv
- Táská
- 2. generációs software frissítés, ami lehetővé teszi majd a programok cseréjét az eszközön.

